

# Aspiratori Chirurgici per Veterinaria



**COMETE** s.a.s.  
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE



Abbiamo il piacere di proporVi la gamma completa degli aspiratori chirurgici per veterinaria, garantita dalla pluriennale esperienza nel settore tecnico ospedaliero.

Azienda certificata

ISO 9001:2000 certificato CSQ n° 9120.COM0

ISO 13485:2003 certificato CSQMed n° 9124.COM3

Siamo inoltre in grado di svolgere servizi di RIPARAZIONE e MANUTENZIONE su:

Aspiratori chirurgici Elettrici

Aspiratori per impianto di vuoto centralizzato

Accessori per ossigenoterapia

Certi della qualità dei prodotti e del nostro costante impegno per migliorare, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**COMETE** s.a.s.  
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE

**UFFICI - PRODUZIONE - ASSISTENZA - MAGAZZINI**

Via Monza 132, 20047 Brugherio (MB) Italy

Tel: (0039) 039 22 66 778 Fax (0039) 039 22 66 778

Identità Skype: cometesas

www.cometemedicali.it info@cometemedicali.it

<b>Il Vostro Contatto</b>	<b>Funzione</b>	<b>Cellulare / mob.</b>	<b>E-mail</b>
GIANNI DELLA PASQUA	Vendite Italia / Consulenza	335 - 65 16 487	gb.dellapasqua@cometemedicali.it
LUIGI DELLA PASQUA	Assistenza Tecnica Produzione	335 - 65 16 486	l.dellapasqua@cometemedicali.it
ALESSIA LOCATELLI	Vendite Italia Export dep.	(+39) 335 - 65 16 485	a.locatelli@cometemedicali.it

# INDICE

Tipologia	Modello	Pag.
<b>ALTO VUOTO - BASSO FLUSSO</b>	AM TOP	4
	EV TOP	4
	EV TOP 12C per emergenza con batteria interna	5
<b>ALTO VUOTO - ALTO FLUSSO</b>	EV 220	6
	EV 12C per emergenza con batteria interna	7
	EV MEDIO 40	8
	EV MEDIO 60	9
	AV Med	10
	ES - T	10
	ES - 1	11
	ES - 2	11



## AM TOP



Offre semplicità d'uso e ingombro estremamente ridotto, ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia ed interventi di breve durata. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt.1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubo di aspirazione in pvc da 150 cm.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 20 l/m'
Dimensioni	cm 30 x 19 x 25 h
Peso	2,5 Kg
Funzionamento intermittente	20 min. ON 90 min. OFF

## EV TOP



Offre semplicità d'uso e ingombro estremamente ridotto, ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia ed interventi di breve durata. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt.1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubo di aspirazione in pvc da 150 cm.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 20 l/m'
Dimensioni	cm 25 x 20 x 38 h
Peso	2,5 Kg
Funzionamento intermittente	20 min. ON 90 min. OFF



## EV TOP 12C con batteria

Aspiratore studiato per vari utilizzi in ambulatorio, clinica e anche per emergenza in ambienti esterni, in quanto è dotato di cavo di alimentazione con spina per presa accendisigari degli automezzi e alimentatore 230 V. Offre semplicità d'uso ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia e interventi di breve durata per le emergenze. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da Lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno, tubazioni in silicone. Accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	80 Kpa
Flusso	30 l/m'
Dimensioni	cm 25 x 20 x 38 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Borsa per trasporto	



Borsa per il trasporto, compatta, completamente anonima, ha la capacità di contenere oltre all'aspiratore anche gli accessori e i ricambi (cannule, garze....)



# EV 220



**BASE DI SUPPORTO**  
per vasi grandi



Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV 220 è l'aspiratore adatto per la media chirurgia e per interventi di breve durata.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone.

Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	85 Kpa
Flusso	40 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 35h
Peso	3 Kg
Funzionamento intermittente	2 ore ON 1 ora OFF
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	

**CARRELLO**, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta



**DOPPIO GANCIO**  
per fissaggio a muro



**SUPPORTO** per  
posizionamento  
su barra





## EV 12 C con batteria

Aspiratore studiato per gli usi in ambulatorio, clinica e anche per emergenza in ambienti esterni, in quanto è dotato di cavo di alimentazione con spina per presa accendisigari degli automezzi e alimentatore 230 V. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone. Accessorio specifico sotto riportato.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Batteria durata	60 min.
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	80 Kpa
Flusso	50 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 30 h
Peso	4,5 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Borsa per trasporto	



Borsa per il trasporto, completamente anonima, ha la capacità di contenere oltre all'aspiratore anche gli accessori e i ricambi (cannule, garze...)



# EV MEDIO 40

Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV MEDIO 40 è l'aspiratore adatto per la media chirurgia.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone.

Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.



**BASE DI SUPPORTO**  
per vasi grandi



**SUPPORTO** per  
posizionamento  
su barra

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	85 Kpa 50 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 35 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	

**CARRELLO**, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta

**DOPPIO GANCIO**  
per fissaggio a muro





## EV MEDIO 60

Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV MEDIO 60 è l'aspiratore adatto per tutte le necessità di aspirazione. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone. Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	85 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 x 35 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	



**BASE DI SUPPORTO**  
per vasi grandi



**CARRELLO**, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta



**DOPPIO GANCIO**  
per fissaggio a muro



**SUPPORTO** per  
posizionamento  
su barra



## AV Med



Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, grazie alla sua potenza di aspirazione AV Med è l'aspiratore adatto per alta e media chirurgia, e per interventi di durata medio - lunga.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile con valvola di troppo pieno, tubazioni in silicone e pedale di comando.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 50 l/m'
Dimensioni	cm 40 x 36 40 h
Peso	5 Kg
Funzionamento continuo	

## ES - T



Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile, filtro antibatterico e tubazioni in silicone.

Possibilità di vaso aggiuntivo.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 36 x 39 x 87 h
Peso	8 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	

## ES - 1

Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile, vaso di espansione e filtro antibatterico, tubazioni in silicone, vassoio porta strumenti.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 36 x 39 x 90 h
Peso	13 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	



## ES - 2

Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con 2 vasi di raccolta da lt. 3 autoclavabili, vaso di espansione e filtro antibatterico, tubazioni in silicone, vassoio porta strumenti.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 40 x 36 x 90 h
Peso	16 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	



**NOTE:**

**COMETE** s.a.s.  
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE