

Aspiratori Chirurgici per Veterinaria



COMETE s.a.s.
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE



Abbiamo il piacere di proporVi la gamma completa degli aspiratori chirurgici per veterinaria, garantita dalla pluriennale esperienza nel settore tecnico ospedaliero.

Azienda certificata

ISO 9001:2000 certificato CSQ n° 9120.COM0

ISO 13485:2003 certificato CSQMed n° 9124.COM3

Siamo inoltre in grado di svolgere servizi di RIPARAZIONE e MANUTENZIONE su:

Aspiratori chirurgici Elettrici

Aspiratori per impianto di vuoto centralizzato

Accessori per ossigenoterapia

Certi della qualità dei prodotti e del nostro costante impegno per migliorare, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

COMETE s.a.s.
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE

UFFICI - PRODUZIONE - ASSISTENZA - MAGAZZINI

Via Monza 132, 20047 Brugherio (MB) Italy

Tel: (0039) 039 22 66 778 Fax (0039) 039 22 66 778

Identità Skype: cometesas

www.cometemedicali.it info@cometemedicali.it

Il Vostro Contatto	Funzione	Cellulare / mob.	E-mail
GIANNI DELLA PASQUA	Vendite Italia / Consulenza	335 - 65 16 487	gb.dellapasqua@cometemedicali.it
LUIGI DELLA PASQUA	Assistenza Tecnica Produzione	335 - 65 16 486	l.dellapasqua@cometemedicali.it
ALESSIA LOCATELLI	Vendite Italia Export dep.	(+39) 335 - 65 16 485	a.locatelli@cometemedicali.it

INDICE

Tipologia	Modello	Pag.
ALTO VUOTO - BASSO FLUSSO	AM TOP	4
	EV TOP	4
	EV TOP 12C per emergenza con batteria interna	5
ALTO VUOTO - ALTO FLUSSO	EV 220	6
	EV 12C per emergenza con batteria interna	7
	EV MEDIO 40	8
	EV MEDIO 60	9
	AV Med	10
	ES - T	10
	ES - 1	11
	ES - 2	11



AM TOP



Offre semplicità d'uso e ingombro estremamente ridotto, ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia ed interventi di breve durata. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt.1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubo di aspirazione in pvc da 150 cm.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 20 l/m'
Dimensioni	cm 30 x 19 x 25 h
Peso	2,5 Kg
Funzionamento intermittente	20 min. ON 90 min. OFF

EV TOP



Offre semplicità d'uso e ingombro estremamente ridotto, ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia ed interventi di breve durata. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt.1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubo di aspirazione in pvc da 150 cm.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 20 l/m'
Dimensioni	cm 25 x 20 x 38 h
Peso	2,5 Kg
Funzionamento intermittente	20 min. ON 90 min. OFF



EV TOP 12C con batteria

Aspiratore studiato per vari utilizzi in ambulatorio, clinica e anche per emergenza in ambienti esterni, in quanto è dotato di cavo di alimentazione con spina per presa accendisigari degli automezzi e alimentatore 230 V. Offre semplicità d'uso ed è particolarmente indicato per piccola chirurgia e interventi di breve durata per le emergenze. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da Lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno, tubazioni in silicone. Accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	80 Kpa
Flusso	30 l/m'
Dimensioni	cm 25 x 20 x 38 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Borsa per trasporto	



Borsa per il trasporto, compatta, completamente anonima, ha la capacità di contenere oltre all'aspiratore anche gli accessori e i ricambi (cannule, garze....)



EV 220



BASE DI SUPPORTO
per vasi grandi



SUPPORTO per
posizionamento
su barra



CARRELLO, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta

DOPPIO GANCIO
per fissaggio a muro



Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV 220 è l'aspiratore adatto per la media chirurgia e per interventi di breve durata.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone.

Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	85 Kpa
Flusso	40 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 35h
Peso	3 Kg
Funzionamento intermittente	2 ore ON 1 ora OFF
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	



EV 12 C con batteria

Aspiratore studiato per gli usi in ambulatorio, clinica e anche per emergenza in ambienti esterni, in quanto è dotato di cavo di alimentazione con spina per presa accendisigari degli automezzi e alimentatore 230 V. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone. Accessorio specifico sotto riportato.

DATI TECNICI	
Alimentazione	12 V
Batteria durata	60 min.
Pompa a pistone esente da manutenzione	
Vuoto massimo	80 Kpa
Flusso	50 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 30 h
Peso	4,5 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Borsa per trasporto	



Borsa per il trasporto, completamente anonima, ha la capacità di contenere oltre all'aspiratore anche gli accessori e i ricambi (cannule, garze...)



EV MEDIO 40

Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV MEDIO 40 è l'aspiratore adatto per la media chirurgia.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone.

Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.



BASE DI SUPPORTO
per vasi grandi



SUPPORTO per
posizionamento
su barra

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	85 Kpa 50 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 35 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	

CARRELLO, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta

DOPPIO GANCIO
per fissaggio a muro



EV MEDIO 60

Grazie alla sua potenza di aspirazione, EV MEDIO 60 è l'aspiratore adatto per tutte le necessità di aspirazione. La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 1 autoclavabile con valvola di troppo pieno e tubazioni in silicone. Ampia gamma di accessori specifici sotto riportati.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	85 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 18 x 27 x 35 h
Peso	4 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Carrello	
Doppio gancio	
Supporto per posizionamento su barra	
Pedale di comando	
Base di supporto per vasi grandi	



BASE DI SUPPORTO
per vasi grandi




CARRELLO, in acc. Inox, 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno, provettone porta sonde, con 1 o 2 vasi di raccolta di capacità e materiali diversi, vassoio porta strumenti su richiesta



DOPPIO GANCIO
per fissaggio a muro



SUPPORTO per
posizionamento
su barra



AV Med



Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, grazie alla sua potenza di aspirazione AV Med è l'aspiratore adatto per alta e media chirurgia, e per interventi di durata medio - lunga.

La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile con valvola di troppo pieno, tubazioni in silicone e pedale di comando.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 50 l/m'
Dimensioni	cm 40 x 36 40 h
Peso	5 Kg
Funzionamento continuo	

ES - T



Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile, filtro antibatterico e tubazioni in silicone.

Possibilità di vaso aggiuntivo.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 36 x 39 x 87 h
Peso	8 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	

ES - 1

Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con vaso di raccolta da lt. 3 autoclavabile, vaso di espansione e filtro antibatterico, tubazioni in silicone, vassoio porta strumenti.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 36 x 39 x 90 h
Peso	13 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	



ES - 2

Aspiratore con mobile in acciaio Inox estremamente robusto, con 4 ruote. L'elevata potenza permette di effettuare qualsiasi tipo di operazione chirurgica. Viene fornito con 2 vasi di raccolta da lt. 3 autoclavabili, vaso di espansione e filtro antibatterico, tubazioni in silicone, vassoio porta strumenti.

DATI TECNICI	
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Pompa a pistone esente da manutenzione Vuoto massimo Flusso	80 Kpa 70 l/m'
Dimensioni	cm 40 x 36 x 90 h
Peso	16 Kg
Funzionamento continuo	
ACCESSORI	
Pedale di comando	





NOTE:

COMETE s.a.s.
COSTRUZIONI MEDICALI TERAPEUTICHE